



GRACEY KÜRETLERİN KULLANIMI

Sistemik enstrümantasyon prosedürleri



SİSTEMATİK ENSTRÜMANTASYON “YAN YANA YÜZEYLER”

- Enstrümantasyon prosedürü yüzey örtüşmeli olmalıdır.
- Yukarıda verilen sayılar, sistemik temizlik prosedürünün sırasını gösterir.
- Oklar, tedavi sırasında alet ucunun yönünü belirtir.



Standart Gracey Küretler

Derin kazıma, kök düzeltme ve periodontal debridman sağlamak için alana özel.

After Five Küretler

Derin periodontal ceplere ve 5 mm veya üzeri kök yüzeylerine ulaşmak için 3 mm uzatılmıştır.

Mini Five Küretler


Dar cep ve furkasyonlara daha iyi adaptasyon için.

Micro Mini Five Küretler

Derin ve dar cep ve furkasyonlara daha iyi adaptasyon için.

BioGent Küretler

Daha doku dostu yaklaşım ve geliştirilmiş cep erişimi sağlar.




How the best perform

Hu-Friedy

Lütfen bizi www.Hu-Friedy.eu sitesinde ziyaret edin

©2016 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tüm hakları saklıdır. HF-D/GB-GO/0416

MAKSİLLA



SG1/291
SRPG1/291
SAS1/291

veya

SG5/695
SRPG5/695
SAS5/695

SG7/897
SRPG7/897
SAS7/897

SG11/1293
SRP11/1293
SAS11/1293

SG13/1498
SRP13/1498
SAS13/1498


SG15/1693
SRP15/1693
SAS15/1693

SG17/1898
SRP17/1898
SAS17/1898

MANDİBÜLER


GRACEY KÜRETLERİN KULLANIMI

Sistemik enstrümantasyon prosedürleri



SİSTEMATİK ENSTRÜMANTASYON "YAN YANA YÜZEYLER"

- Enstrümantasyon prosedürü yüzey örtüşmeli olmalıdır.
- Yukarıda verilen sayılar, sistemik temizlik prosedürünün sırasını gösterir.
- Oklar, tedavi sırasında alet ucunun yönünü belirtir.



Standart Gracey Küretler

Derin kazıma, kök düzeltme ve periodontal debridman sağlamak için alana özel.

After Five Küretler

Derin periodontal ceplere ve 5 mm veya üzeri kök yüzeylerine ulaşmak için 3 mm uzatılmıştır.

Mini Five Küretler


Dar cep ve furkasyonlara daha iyi adaptasyon için.

Micro Mini Five Küretler

Derin ve dar cep ve furkasyonlara daha iyi adaptasyon için.

BioGent Küretler

Daha doku dostu yaklaşım ve geliştirilmiş cep erişimi sağlar.




How the best perform

Hu-Friedy

Lütfen bizi www.Hu-Friedy.eu sitesinde ziyaret edin

©2016 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tüm hakları saklıdır. HF-D/GB-GO/0416

MAKSİLLA



MANDİBÜLER

SG1/291
SRPG1/291
SAS1/291

veya

SG5/695
SRPG5/695
SAS5/695

SG7/897
SRPG7/897
SAS7/897

SG11/1293
SRP11/1293
SAS11/1293

SG13/1498
SRP13/1498
SAS13/1498

SG15/1693
SRP15/1693
SAS15/1693

SG17/1898
SRP17/1898
SAS17/1898