




 HENRY SCHEIN®

Ürünleri  
Türkiye'de **Sadece**

 GÜNEY DİŞ 'te

## Işıklı Sertleşen Kompozit Rezin Materyalleri

### Nanohibrit Kompozit



#### Henry Schein Natural Elegance Nanohibrit Kompozit

- Kondanse edilebilir, kolaylıkla şekil verilebilir ve radyoopaktır.
- Mükemmel marjin adaptasyonu ve aşınma direnci
- İkili tonlar, gereken ton sayısını azaltır.
- Parlacılık oranı yüksek HCM (high cohesive molecular ) resin bazlı nano-hibrit kompozit
- Direk kompozit yada kompozit & seramik restorasyonların için bonding

4g şırınga

A1/D2	A2/B2	A3/D3
9003538	9003539	9003540

### Hybrid Kompozit



#### HS 20/20 Hybrid Kompozit

- Yüksek bir parlaklığa cilalanabilen ışıkla sertleşen hibrit kompozit.
- Üstün renk uyumuyla birleştirilen mükemmel aşınma direnci, kompozitin hem anterior hem de posterior restorasyonlarda kullanılması sağlar.

3g'lık şırınga.

A2	A3
9006380	9006381

## Geçici Dolgu Materyali



#### HS Geçici Dolgu Materyali

- \* Sentetik resin bazında öjenol içermeyen , çinko oksit ile yapılan geçici dolgu malzemesi.
- \* İyi tepilebilirlik, materyal tükürük ile temas için uygundur.
- \* Kanal ilaçlarını geçirmez.

- \* Naturel pH
- \* Hızlı dolduruculuk
- \* Florür salgılar.
- \* Beyaz renkli

28g x 2  
9001614

## Kompomer



### HS Kompomer

İşıkla sertleşen formülasyonu geliştirilmiş kompomer dolgu malzemesi. Cam iyonomerinin avantajlı kompozit estetiği birleşimi.

- Servikal lezyonları için uygundur, Sınıf III ve V restorasyonlar
- Süt dişlerinde tüm sınıflardaki endikasyonlarda ve Sınıf I ve II restorasyonlarda kullanılır.
- Flor salınımı yapar.

A2 0.25g x 20  
9884422

A3 0.25g x 20  
9884423

A3.5 0.25g x 20  
9884424

## Kalsiyum Hidroksit Kaide Materyali



### HS Preline Plus Kalsiyum Hidroksit Kaide Materyali

- Radyopak kalsiyum hidroksit kaide simanı. Dental tübülleri örtmek sureti ile kimyasal ve termal hassasiyeti azaltır ve pulpayı korur.
- Pasta pasta formunda temin edilmektedir.

13g baz, 11g katalizör  
9001012

## Geçici Simanlar



### HS Temporary Geçici Siman- Öjenolsüz

- Pasta formunda öjenolsüz geçici siman
- Geçici kuronlar veya kalıcı restorasyonların deneme simantasyonu için kullanılabilir.
- Öjenol hassasiyeti olan hastalarda kullanım için uygundur.

40g baz , 14g katalizör

## Geçici Kuron Köprü Materyali




### HS MaxiTemp 1:1

- Kuron&Köprü 1:1 oranlı akrilik
- Çok işlevli metakrilik esterlere dayalı kendi kendine sertleşen malzeme
- Mükemmel marginal adaptasyon
- Yüksek cilalanabilirlik.
- Geçici restorasyonlar ağızda veya model üzerinde üretilebilir.
- Çalışma süresi : 30 sn
- Donma süresi : başlangıçtan itibaren 4 min
- 1:1 ölçü
- 4 dakikada tamamen trimlenebilir (karıştırma süresi dahil).

Giriş Kiti  
50 ml kartuş,6 adet uç  
A2  
9009069

## C Silikon Ölçü Malzemesi



### HS Eurosil Max 2 Putty

- Tek yada iki basamak teknikli ,
- Erosil Max 2 C tipi silikon
- Çok yüksek ilk akışkanlık
- Elastik toparlanma
- Total çalışma süresi 1.15 dk
- Ağızda kalma süresi 3: 15 dk

Soft -beyaz 900 ml  
9008535

### HS Eurosil Max 2 Correction

- İki aşamalı teknik ve tek aşamalı tekniğe uygun düşük
- Karıştırma süresi 30sn
- Total çalışma süresi 1:30dk
- viskoziteli C-silikon yıkama malzemesi. • Ağız için çalışma süresi 3.30 dk
- Mükemmel hassas detay ve hidrofilik. • Ayar süresi 5dk
- Sertlik -35shore A

Mavi 140ml  
9008536

### HS Eurosil Max 2 Katalizör

- Tüm Henry Schein Eurosil Max, Max2, Eurosil Lab,Lab2 C silikon ile kullanılacak katalizör
- Açık pembe jel
- Katalizör pasta  
Pembe 60 ml  
9008538



## A Silikon Ölçü Materyali (VPS)



### HS VPS Hydro Wash Light Body

- Kartuş formatında hidrofilik vinil polisiloksan yıkama malzemesi.
- Tiksotropik - basınç altında kolayca akar.
- Macun ve yıkama arasında üstün yapışma.
- Deformasyondan mükemmel elastik toparlanma.
- Yüksek yırtılma direnci
- Total çalışma süresi (karıştırma süresi dahil) : light body regular 2 dk
- Ağız içindeki min süresi : light body regular 3.30 dk
- Ayar süresi (karıştırma süresi dahil) : light body regular 5.30 dk

Kartuş 50 mlx2plus 6uç

Light Body Wash Regular Set, şeftali rengi  
9001451



### HS VPS Hydro Putty

- Hidrofilik vinil polisiloksan ölçü malzemesi.
- Yüksek yırtılma direnci
- Deformasyondan mükemmel elastik toparlanma.
- Macun ve yıkama arasında üstün adezyon
- Karıştırma süresi :30 sn
- Çalışma süresi :2 dk
- Ayarlama süresi : 3 dk 30 sn

Soft Putty 500ml/800g

Regular  
9001448



**GÜNEY DİŞ**

*En iyiye ihtiyaç duyduğunuz zaman...*