

HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER DR. SERHAT ASLAN

GENİŞLETİLMİŞ MİKRO SET & TEMEL MİKRO CERRAHİ SET



İlgi Alanı: **Mikrocerrahi**



Ülke: **Türkiye**



Favori Enstrüman:
**SinusLine Portegü/
Mikrocerrahi Makas**



Web: **drserhataslan.com**



KOL Topluluğu
Sayfamızı Ziyaret Edin




Periodontal ve implant çevresi cerrahi tekniklerin günümüzdeki başarısı, mikrocerrahi tekniklerin doğru hasta seçimine sadık kalarak kusursuz uygulanmasına bağlıdır. Bu noktada, mikrocerrahiye oluşturan büyütme- aydınlatma sistemleri ve uygun el aleti seçimi büyük önem taşımaktadır.

Cerrahi büyüteç ya da mikroskop tercihi, cerrahi alet seçimini doğrudan etkilemektedir. Cerrahi büyüteç, tepeden aydınlatmayla beraber kullanıldığında seçilen cerrahi alet üzerinden yansıma minimum düzeydeyken; mikroskop kullanmayı tercih eden klinisyen, direk aydınlatma nedeniyle keskin ışık yansımalarına maruz kalacak ve göz yorulması problemiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenlerle, temel ve genişletilmiş mikro set, modern periodontal cerrahi tekniklerin kusursuz uygulanabilmesi için hazırlanmıştır.

Dr. Serhat Aslan



GENİŞLETİLMİŞ MİKRO SET



Bizi ziyaret edin **HuFriedyGroup.eu**

GENİŞLETİLMİŞ MİKRO SET




PCORTLINI

Cortellini Periodontal Sondu 0.5-15mm,sap#31



TPDSSPV


Mikrocerrahi Doku Pensi #SinusLine, Düz, 18 cm



NHSSL

Mikrocerrahi Portegü/Makas kombinasyonu
#SinusLine, Düz, 6-0 8-0 iğne

Dikey kesinin kapatılması:
Kullanılan iğnenin uygun doku
derinliklerinden geçmesi için
kullanılan mikrocerrahi portegü
(NHSSL).



SPVX

Mikrocerrahi Castroviejo Super Cut
Makas **Black line**, 16.5 cm

GENİŞLETİLMİŞ MIKRO SET



10-130-05E

Makro bistüri sapı #5E,
European



SHDPV

Mikro bistüri /ayna sapı



MIM64

Micro Bistüri Ucu #64,
12'li paketlenme, steril



MB67

Micro Bistüri Ucu #67,
12'li paketlenme, steril



BLACK LINE ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI:

- Özel yüzey klinik performansı geliştirmek ve gelişmiş bir kayganlık ve çalışma kenarlarında optimum muhafaza sağlamak için tasarlanmıştır
- Siyah finiş sayesinde cerrahi müdahale alanı ile alet arasında daha iyi bir görsel kontrast sağlar
 - Mat finişli tutacak ve siyah çalışma uçları sayesinde daha az ışık yansıtma
- Benzersiz, düzgün, büyük çaplı, hafif tutacak sayesinde maksimum konfor, daha fazla kontrol ve operatörde daha az el yorulması
 - Optimum dayanım ve korozyon direnci için bağışıklık çeliğinden üretildi

6



PPBUSERX

Buser Periost Elevatörü, **BlackLine**


5



PPAELX

Allen Periost Elevatörü, **BlackLine**

GENİŞLETİLMİŞ MİKRO SET



KPAX

Oluk içi kesi bıçağı, Allen,
Black Line

TKN2X

Tünel Bıçağı #2, **BlackLine**

TKN1X

Tünel Bıçağı #1, **BlackLine**

SP20SLEM

Dikiş iğnesi için rehber
mikrocerrahi pensi
#SinusLine, 18 cm



SPP24GSPX

PERIOSTEAL ELEVATÖRLER
#24G Black Line

GENİŞLETİLMİŞ MİKRO SET

12



PBTPKIT12


Biyotip sondası başlangıç kiti
şunları içerir: 3 adet sap ve 12 uç
(4 beyaz, 4 yeşil, 4 mavi)



Periodontal plastik
cerrahi öncesinde,
dişeti kalınlığı Biyotip
Sondası (PBTPKIT12)
kullanılması.



TEMEL MİKRO SET



TEMEL MİKRO SET

1



10-130-05E

Makro Bistüri Sapı #5,yuvarlak sap

4



TKN1

Tünel Bıçağı #1, Sap#6

6



SPV

Mikrocerrahi Castroviejo
Super Cut Makas,18 cm

7



NHM-5026R

Castroviejo Mikro Portegü, Elmas
tozlu, 18 cm, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0

5



TKN2


Tünel Bıçağı #2, Sap#6



BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ ?-

Forceps,Rongeur, Makas,Hemostat vb.. el aletlerinin vidalı yüzeyleri mutlaka klinik kullanım için yağlanmalıdır. Hu-Friedy el aleti yağlama spreyi (ILS) ,korozyon ve bağlantı noktalarında oluşabilecek sertliği önleyerek daha kolay çalışmanıza olanak sağlar. Dental kliniklerde kullanılan tüm vidalı sisteme sahip aletler, sterilizasyona ağız yada palet yapıları açık bir şekilde gönderilmelidir.

TEMEL MİKRO SET



TPSLCOSM

Cooley Mikrocerrahi Doku Pensi,
sap #SinusLine düz, 18 cm



KPA

Oluk içi kesi bıçağı, Allen

HU-FRIEDY IMS ALET YÖNETİM SİSTEMİ (AYS)

RENK KODLARI

Sadece renk kod numarasın kaset kodunun son kısmına ekleyin ("_" harfini sayı ile değiştirin) ve kaset renginizi belirleyin.


Kırmızı	●	0
Gri	●	1
Beyaz	●	2
Turuncu	●	3
Mor	●	4
Sarı	●	5
Lavanta	●	6
Siyah	●	7
Mavi	●	8
Yeşil	●	9
Okyanus mavisi	●	11

HU-FRIEDY IMS ALET YÖNETİM SİSTEMİ (AYS)

Alet düzenlenmesi, korunması, zaman tasarrufu ve daha da önemlisi Hu-Friedy aletlerin kullanım ömrünün uzatılması sağlanır. AYS felsefesini uygulayan diş hekimleri, her uygulama başına 5 ile 10 dakika arası zaman kazandıklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, kontamine aletlerin güvenli taşınmasını sağlar ve yaralanma riskini azaltır.

IMEDIN18_S

IMS™ INFINITY KASET 1 DIN, 18 alet için Boyutlar: 290 x 184 x 34 mm 18 alet için DIN kaset + ek boş alan.



IME12DIN8_

IMS™ INFINITY 1/2 DIN kaset, 8 alet için Boyutlar 152 x 184 x 34 mm 8 alet için 1/2 DIN kaset +ek boş alan. Diagnoz ve profilaksi için ideal.

BİLİM, ETİK, YENİLİK

DR. SERHAT ASLAN

Serhat Aslan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Periodontoloji alanında doktorasını "İmplant operasyonu sırasında oluşan bukkal dehisens defektlerinde kemik greftleriyle birlikte kullanılan kolagen membran konumunun yeni kemik oluşumuna etkisinin değerlendirilmesi" isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

Kendi kliniğinde Periodontoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Milan Üniversitesi (İtalya), Biyomedikal, Cerrahi, Dental Bilimler Bölümü'nde ve Porto Üniversitesi (Portekiz) Periodontoloji ve İmplantoloji uzmanlık eğitiminde misafir öğretim üyesidir. Tam papil koruma tekniğini (Entire papilla preservation) tanımlayarak rejeneratif periodontal cerrahi alanına katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almış, bilim ve sunum ödülleri kazanmıştır.

Türk Periodontoloji Derneği İzmir Şubesi'nde sayman olarak görev almıştır. Halen Türk Periodontoloji Derneği'nde merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Aslan; Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), İtalyan Periodontoloji ve İmplantoloji Derneği (SİDP), Uluslararası İmplantoloji Takımı (ITI), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) üyesidir. Periodontoloji alanında tek ve çok merkezli klinik çalışmalar yürüten Dr. Aslan, rejeneratif biyomateriyaller ve farklı cerrahi tekniklerin yumuşak ve sert dokulara olan etkileri ve klinik sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.

TEDAVİLER

- Dijital Diş Hekimliği
- Mikrocerrahi Uygulamalar
- İmplant
- Periodontal (Diş eti) Tedavi



DR SERHAT ASLAN
periodontist