

HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER PROF. DR. KORKUD DEMİREL

CERRAHİ KİT



İlgi Alanı: **Periodontoloji**



Ülke: **Türkiye**



Favori Enstrüman :
Demirel Periost Elevatörü



Web: **drdemirel.com**




KOL Topluluğu
Sayfamızı Ziyaret Edin



Yumuşak doku cerrahisinin kendine özgü incelikleri vardır. Öncelikle dokuların narinliği, miktarının az olması ve çalışılan alanın küçüklüğü bir taraftan teknik hassasiyet , diğer taraftan işlemleri yapacak nitelikte el aletlerini gerektirmektedir.

Prof. Dr. Korkud Demirel



Cerrahi Kit

Bizi ziyaret edin **HuFriedyGroup.eu**

CERRAHİ KİT



XP3A/NC156

Expro North Carolina #3A
sap #6 15-14-13....3-2-1



PH26M

Micro Cerrahi Perioist
Elevatörü #2MBH,sap#6



SG1/291LCE2

Labriola-Cortellini Gracey
Küret #1/2, sap#9



SG7/89LCE2

Labriola-Cortellini Gracey
Küret #7/8, sap#9



MH7

Ayna Sapi,sap#7,US



MIR5DS

Rhodium çift taraflı
ayna #5,US

S14

LaGrange Makas
#14 , 2-x angled
11,5 cm



DPU17

Universal presel #17



SP20

Sütür Preseli



NHCV

Castroviejo Portegü,
14 cm



BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ ?-

Forceps,Rongeur, Makas,Hemostat vb..
el aletlerinin vidalı yüzeyleri mutlaka klinik
kullanım için yağlanmalıdır. Hu-Friedy el aleti
yağlama spreyi (ILS) ,korozyon ve bağlantı
noktalarında oluşabilecek sertliği önleyerek
daha kolay çalışmanıza olanak sağlar.

**Dental kliniklerde kullanılan tüm vidalı
sisteme sahip aletler, sterilizasyona
ağız yada palet yapıları açık bir
şekilde gönderilmelidir.**


CERRAHİ KİT

PSN8384P

Polypropylene Sütür
#6-0NA/C-17
tersine keskin 3/8crl

PSN8660P

Polypropylene Sütür
#6-0NA/C-22
tersine keskin 3/8crl



9



SHDPV

Mikro bistüri sapı

10



10-130-05E

Makro Bistüri Sapı
#5,yuvarlak sap

14



MIM64

Mikro bistüri ucu
#64,12'li paketleme ,Steril

13



40-815

Bistüri Ucu #15,100'lü
paketleme,Steril

1



PDEMIRELS6

Demirel Periost
Elevatörü,sap#6

TÜM İMPLANT CERRAHİSİ TEDAVİLERİ İÇİN TOTAL ÇÖZÜM

16



HU-FRIEDY IMS ALET YÖNETİM SİSTEMİ (AYS) FINITY SERIES™:

Alet düzenlenmesi, korunması, zaman tasarrufu ve daha da önemlisi Hu-Friedy aletlerin kullanım ömrünün uzatılması sağlanır. AYS felsefesini uygulayan diş hekimleri, her uygulama başına 5 ile 10 dakika arası zaman kazandıklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, kontamine aletlerin güvenli taşınmasını sağlar ve yaralanma riskini azaltır.

IMEDIN13_

IMS™ Infinity Series™ Kaset DIN,
13 enstrümanlık, klipsli kaset

KODLARI

Sadece renk kod numarasın kaset kodunun son kısmına ekleyin ("_" harfini sayı ile değiştirin) ve kaset renginizi belirleyin.

Red	●	0
Grey	●	1
white	●	2
Orange	●	3
Purple	●	4
Yellow	●	5
Lavender	●	6
Black	●	7
Blue	●	8
Green	●	9
Ocean Blue	●	11

PROF. DR. KORKUD DEMİREL

KURSLAR

- Yumuşak Doku Cerrahisi Kursu
- Kemik Augmentasyon Kursu
- İleri Seviye Diş Eti Çekimleri Kursu
- İmplantoloji Kursu
- Cerrahisiz Periodontal Tedavi Kursu



AKADEMİK

1985 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
1992 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Doktora
2002 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Bölümü Profesör ünvanı
2018-NMAPE, Kiev Fahri Profesör

PROFESYONEL HAYAT

1985-1989 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü
1989-1990 Suny Stony Brook Diş Hekimliği Periodontoloji Bölümü Anabilim Dalı
1991- 2020 İstanbul Üniversitesi Periodontoloji Bölümü
2005 Yarı zamanlı olarak özel muayenehane
2021 İstanbul Kent Üniversitesi

İLGİ ALANLARI

Periodontal Plastik Cerrahi ve Yumuşak Doku Rejenerasyonu
Diş İmplantları ve Kemik Rejenerasyonu
Sigara ve Periodontal Hastalıklar

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Periodontoloji Derneği (TPD), (Eski Başkanı)
Periodontoloji Avrupa Federasyonu (Eski Başkanı)
Türk Diş Hekimliği Birliği (TDB)