



KABLOSUZ ENDODONTİK MOTOR ELEKTRONİK APEKS LOCATER CİHAZI



Dual·Move



Dual·Pex

Dual·Move

HIZ,TORK KONTROLLÜ, ROTARY-RESİPROKAL HAREKET SEÇENEKLİ KABLOSUZ ENDODONTİK MOTOR

ÜSTÜN ŞEKİLLENDİRME DENEYİMİ

- > Ergonomik tasarım
- > Kullanımı kolay
- > Küçük angldrüva kafası ile arttırılmış görüş açısı
- > Sağ el ve sol el kullanım alternatifli tasarım





GÜVENLİ ENDODONTİK TEDAVİLER

- > Hız ve tork kontrolü ile eğe kırılmasını minimize eder

GENİŞ PARAMETRELERDE ESNEK AYARLAR

- > Tüm Ni-Ti sistemleri ile uyumlu
- > Çok yönlü kullanım, tek başına veya Dual Pex apeks locater cihazı ile kombine kullanım
- > Alternatif hareketli dönüş imkanı (Rotary-resiprokal hareketli*)

*Bazı ülkelerde mevcut değildir.

Dual Move

ÜSTÜN ŞEKİLLENDİRME DENEYİMİ

> ŞEKİLLENDİRME ESNASINDA KONFOR

- İnce ve kompakt tasarım
- Hafif ve ergonomik tasarım



> ANGDROVA KAFASININ İSTENİLEN POZİSYONDA AÇILANDIRILMASI VE ÜSTÜN GÖRÜŞ AÇISI

- 340° derece dönebilen angldrava
- Minyatür kafa ve ince boyun



Brand X
Dual Move

> PREPERASYON ESNASINDA GÖRSEL VE SESLİ UYARI KONTROLÜ

- İki yönlü gösterge (180° dönebilen ekran)
- Angldrava içine otomatik eğe kilitlemesi
- Tek elle kullanılabilir şekilde mükemmel otomatik başlama/durdurma butonu pozisyonu
- Kolaylıkla öğrenilebilen kullanıcı dostu arayüz



Move


KİŞİSEL İHTİYAÇLARINIZA UYARLANMIŞ

> TÜM Ni-Tİ EĞELER VE TÜM KULLANICI SEVİYELERİ İÇİN

- 6 adet tamamı hız, tork ve dönme yönü ayarlanıp kaydedilebilir program
- Sürekli rotasyon
- Resiprokal hareket *



GÜVENLİ ENDODONTİK TEDAVİ




> EĞE KIRILMASINI ÖNLER

- Tork limitinde oto revers
- Alarm sesi ayarlanabilir sesli uyarı

> TEDAVİLERİNİZİ KONTROL EDİN

- Güvenilir hız ve tork kontrolü
- Anlık olarak gösterge üzerinden tork değerinin görsel ve sesli takibi
- Kalibrasyon fonksiyonu




* Bazı ülkelerde mevcut değildir.


Dual·Pex

TEK BAŞINA VEYA DUAL MOVE İLE KOMBİNE KULLANIM

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- > Kullanıcı dostu ekran
- > Multi frekans konumlandırma teknolojisi ile ıslak ve kuru kanallarda dahi doğru ve hassas ölçüm
- > Batarya seviyesi düşük olsa da sabit voltaj aktarım teknolojisi
- > Gerçek zamanlı görsel ve sesli uyarı
- > Otomatik olarak bataryayı koruma amaçlı kapanma
- > Kendi kendini test edebilme imkanı







klaşma mesafesi
yarılma

KLİNİKTEKİ YARDIMCINIZ

- > Kompak ve sağlam tasarım
- > Kolaylıkla okunabilen 3.5" renkli LCD gösterge
- > Tek başına veya Dual Move cihazı ile kombine kullanım
- > Tekrar şarj edilebilen batarya
- > 06 (apikal daralma) -00 (apikal foramen) arasında ayarlanabilir apikal limit (referans nokta)





DUAL MOVE İLE

DUAL

Move



DETAYLI

> Çift ekran kullanımı



İLAVE ÖZELLİKLER İLE ÇALI

> Auto Start & Stop



> Apical Reverse



> Apical Slow Down



MÜKEMMEL İKİLİ

Jal



Pex'e



I BAKIŞ



> Çift ekran ile daha güvenli eğe konumu kontrolü

ÇALIŞMA ŞEKLİNİZİ SEÇİN.



- > Auto-start-Eğе kanala girdiğinde cihaz çalışır
- > Auto stop-Eğе kanaldan çıktığında durur




- > Auto Reverse-Eğе apikal limite ulaştığında otomatik geri döner
- > Automatic restart-Eğе apikal limitin üzerine ulaştığında otomatik başlar



- > Apical Slow Down- Eğе ayarlanan apikal limite ulaştığında otomatik olarak hızda azalma olur

Dual·Move



2Shape



BAŞARILI KANAL
TEDAVİLERİ İÇİN
BAŞARILI
KOMBİNASYONLAR

One
Curve



Dual·Pex



« Dual Move, Dual Pex, 2Shape TS1 ve TS2 kök kanal sisteminde güvenli navigasyon için 4 önemli husustur. »

Dr. Filippo CARDINALI - İtalya



« Dual Move ergonomik ve kullanımı kolay bir cihazdır. Dual Pex gerçek ölçüm hassasiyeti sunar. Kablosuz endodontik motor ve önceden eğitim verilebilen, etkili tek eğe olan One Curve ile endodonti daha kolay! »

Dr. Tara Mc MAHON - Belçika



 **COLTENE**

MicroMega

MICRO-MEGA®
5-12, rue du Tunnel
25006 Besançon Cedex - France

www.micro-mega.com

 **GÜNEY DİŞ**
En iyiye ihtiyaç duyduğunuz zaman...

T +90 216 466 83 83 Pbx F +90 216 313 57 24
E info@guneydis.com www.guneydis.com

 **444 86 39**

 **e-disdeposu**
Size En Yakın Diş Deposu...

 /GuneyDis

